


Spezifikation



Basisaustattung

Lieferbar als Rechts- und Linkseinheit
Elektrische Hubsäule mit Sicherheitsabschaltung
Kunstledersitz
Armlehnen
Funktionssäule

Sitzmodule

Kopfstütze einstellbar
Armlehnen klappbar
Sitzhöhe ca. 450mm, Hub 200mm
Hubkraft Patientstuhl max. 135kg

Technische Parameter

Gewicht Basiseinheit: 95kg
Anschlussspannung: 230VAC
Anschlussleistung: 6,3A
Gerätetyp: B
Schutzklasse: I (MPG 1)
Schutzart: IP 21



cube LITE

Wenn weniger
genau richtig ist



Aus hochwertigen Materialien
kombiniert - mit maximalem
Bedienkomfort - werden Ideen

made in germany

Vertrieb

Hersteller/Produzent



Wagner & Guder Medical GmbH
Dorfstraße 57
D-99510 Hermstedt / Thüringen
www.wagner-guder-medical.de

Produced by  web-adrett



cube LITE

Leichtes Design

Die cubeLITE ist die kleine Schwester der cube-Serie und überzeugt durch ihre gezielte Einfachheit.



Wenn weniger genau richtig ist



Minimales Design

Die cubeLITE ist ein Phoropterprüfplatz. Sie kann einen manuellen oder automatischen Phoropter aufnehmen. Die Steuerelemente des Phoropters können praktisch positioniert werden.

Rechts- oder Linkseinheit

Die cubeLITE gibt es als Rechts- oder Linkseinheit. Sie kann mit einer Lichtsteuerung erweitert werden..

Schiebarm oder Schwenkarm

Die Einheit ist mit einem Schiebarm ausgestattet. Der Aufbau mit einem Schwenkarm ist ebenfalls möglich.

