



Wagner & Guder Medical GmbH

Dorfstraße 57  
D-99510 Hermstedt / Thüringen

Tel.: +49 (0) 36 44 / 51 55 61  
Fax: +49 (0) 36 44 / 51 55 63

Homepage: [www.wagner-guder-medical.de](http://www.wagner-guder-medical.de)  
Shop: [www.praxis-optikerbedarf.de](http://www.praxis-optikerbedarf.de)  
Produktseite: [www.check-review.de](http://www.check-review.de)

Email: [info@wagner-guder-medical.de](mailto:info@wagner-guder-medical.de)



## Ophthalmoskopie-Leuchte CR

Ergonomisch  
Präzise  
Universell erweiterbar  
Moderne LED-Technik

Autorisierter Händler



## Bringt Licht ins Dunkel.

Das Gerät erzeugt eine homogen ausgeleuchtete Lichtfläche, die zur indirekten Beobachtung des Augenhintergrundes mittels Lupe verwendet wird.

Die Fleckgröße variiert in Abhängigkeit der Arbeitsentfernung von 4 bis 6cm und verkleinert mittels Irisblende auf ca. 1cm stufenlos.

## So handlich wie nie.

Das Gerät besitzt einen Ein- und Ausschalter und einen 230V Anschluss mittels Trafo.

Masse :           Gerät ohne Zubehör 300g  
                      Gerät mit Kabel und Trafo 500g

Beleuchtung : LED

Netzanschluss: 230V, 50Hz

Zwei Spaltbreiten können eingestellt werden.

Die Ophthalmoskopie Leuchte CR verfügt über zwei Lichthelligkeiten, einen Grünfilter zur rotfreien Beleuchtung und einen Blaufilter.

